


SAUER-Comfort – das selbstklebende Urinal-Kondom

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.

Standard 97.xx

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

11 Größen
18–40 mm



Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
18	97.18	00590668	15.25.04.7002
20	97.20	00590674	
22	97.22	00590680	
24	97.24	00590697	
26	97.26	00590705	
28	97.28	00590711	
30	97.30	00590728	
32	97.32	00590734	
35	97.35	00590740	
37	97.37	00590757	
40	97.40	00590763	

Blau 97.7501.xx

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

9 Größen
22–40 mm




Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
22	97.7501.22	00464194	15.25.04.7025
24	97.7501.24	00464202	
26	97.7501.26	00464219	
28	97.7501.28	00464225	
30	97.7501.30	00464231	
32	97.7501.32	00464248	
35	97.7501.35	00464254	
37	97.7501.37	00464260	
40	97.7501.40	00464277	

Grün 97.6000.xx

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

9 Größen
20–40 mm




Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
20	97.6000.20	00464308	15.25.04.7026
24	97.6000.24	00464320	
26	97.6000.26	00464337	
28	97.6000.28	00464343	
30	97.6000.30	00464366	
32	97.6000.32	00464372	
35	97.6000.35	00464389	
37	97.6000.37	00464395	
40	97.6000.40	00464403	

Rot 97.6001.xx

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

9 Größen
22–40 mm



Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
22	97.6001.22	00464455	15.25.04.7027
24	97.6001.24	00464461	
26	97.6001.26	00464478	
28	97.6001.28	00464484	
30	97.6001.30	00464490	
32	97.6001.32	00464509	
35	97.6001.35	00464515	
37	97.6001.37	00464521	
40	97.6001.40	00464538	

Violett 97.4511.xx

Gesamtlänge ca. 125 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber

9 Größen
18–35 mm



Ø	Best.-Nr.	PZN	HmV-Nr.
18	97.4511.18	11054619	15.25.04.7030
20	97.4511.20	11054625	
22	97.4511.22	11054631	
24	97.4511.24	11054648	
26	97.4511.26	11054654	
28	97.4511.28	11054660	
30	97.4511.30	11054677	
32	97.4511.32	11054683	
35	97.4511.35	11054708	

Schlauchansatz



Je nach Ausführung unterschiedlich gefärbt.

Pufferzone

Gepudert, daher leicht milchiges Aussehen.

Klebezone

Mit zwei verschiedenen starken Klebern.



Vor der ersten Anwendung

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 mm).

Welches ist das Richtige?

Die Entscheidungshilfe auf der Rückseite hilft Ihnen Schritt für Schritt bei Ihrer Auswahl.

Maßband

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.




MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Manfred Sauer GmbH • Neurott 7–15 • 74931 Lobbach • Germany

Tel. +49 6226 960 100 • Fax +49 6226 960 010 • info@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com

Auswahl eines selbstklebenden Urinal-Kondoms zur Versorgung einer mittleren oder schweren Harninkontinenz



Wichtig!

- Kondom in passender Größe verwenden (Größe mit dem Maßband ermitteln)
- die Haut sollte im Kleberegion möglichst trocken und fettfrei sein
- Position des Kondoms so wählen, dass die Pufferzone die gewünschte Länge hat
- Kondom mit dem Urin-Auffangbeutel verbinden und darauf achten, dass der Urin ungehindert ablaufen kann

Beratungstelefon: 06226 960 100

Wenn mit den getesteten Kondomen kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung oder informieren sich in unserer „Schulungsmappe – Kondom-Urinal“, die wir Ihnen kostenlos zusenden oder die Sie sich von unserer Homepage herunterladen können.

SAUER-Comfort – Selbstklebendes Urinal-Kondom

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pufferzone	Klebezone	Kleber	Größen
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Blau	75 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.6000.xx	Grün	60 mm	50 mm	normal	9 (20–40 mm)
97.6001.xx	Rot	60 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.4511.xx	Violett	45 mm	25 mm	stark	9 (18–35 mm)

Bei der Best.-Nr. wird „xx“ durch die gewünschte Größe ersetzt (z. B. 97.7501.26)

