


Le choix de l'étui pénien urinaire adapté

Pour le soin d'une incontinence moyenne ou grave



Important!

- Utiliser l'étui de la taille convenante (veuillez déterminer la taille en utilisant la languette de mesure)
- Il est indispensable que dans la zone de collage la peau soit sèche et non grasse
- Choisir la position de l'étui d'une manière que la zone tampon aie la longueur souhaitée
- Raccorder l'étui à la poche urinaire en faisant attention que l'urine puisse s'écouler sans encombre

Conseil téléphonique: +49 6226 960 104

Si les étuis péniens essayés ne donnent pas un résultat satisfaisant, nous vous prions de vous adresser à nos conseillers de clientèle. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans notre Guide éducatif « Le système de drainage vésical basé sur les étuis péniens » que, si besoin est, vous pouvez demander ou télécharger de notre site Internet.

SAUER-Comfort – étui pénien urinaire autocollant

Réf.	Désignation	Zone tampon	Zone avec colle	Colle	Tailles
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	standard	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Bleu	75 mm	50 mm	fort	11 (18–40 mm)
97.6000.xx	Vert	60 mm	50 mm	standard	11 (18–40 mm)
97.6001.xx	Rouge	60 mm	50 mm	fort	11 (18–40 mm)
97.4511.xx	Violet	45 mm	25 mm	fort	9 (18–35 mm)

Dans la référence, remplacer « xx » par la taille souhaitée (par exemple 97.7501.26)

