

Hydrophile Einmalkatheter

♂ Männer 😊 Jungen ♀ Frauen 😊 Mädchen

Alle Katheter einzeln steril verpackt. Länge ohne Konnektor. Packung mit jeweils 30 Stück.

Größe* ohne Umverpackung mit Umverpackung

CH mm Best.-Nr./REF Best.-Nr./REF

Funktionsverpackung


IQ-Cath 20 Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Funktionsverpackung, steril



♂

● 10	3,3	IQ 2004.10	-
○ 12	4,0	IQ 2004.12	IQ 2014.12
● 14	4,7	IQ 2004.14	IQ 2014.14
● 16	5,3	IQ 2004.16	-

IQ-Cath 21 Länge 40 cm, gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% integriert, Funktionsverpackung, steril




♂

● 10	3,3	IQ 2104.10	IQ 2114.10
○ 12	4,0	IQ 2104.12	IQ 2114.12
● 14	4,7	IQ 2104.14	IQ 2114.14
● 16	5,3	IQ 2104.16	IQ 2114.16
● 18	6,0	IQ 2104.18	IQ 2114.18

Peelverpackung

IQ-Cath 29 Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril



♂

● 10	3,3	IQ 2904.10	-
○ 12	4,0	IQ 2904.12	-
● 14	4,7	IQ 2904.14	-
● 16	5,3	IQ 2904.16	-
● 18	6,0	IQ 2904.18	-


Länge 12 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril



😊 ♀

● 10	3,3	IQ 2902.10	-
○ 12	4,0	IQ 2902.12	-
● 14	4,7	IQ 2902.14	-


IQ-Cath 23 Länge 40 cm, **sofort gebrauchsfertig**, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Peelverpackung, steril



♂

● 10	3,3	IQ 2304.10	-
○ 12	4,0	IQ 2304.12	-
● 14	4,7	IQ 2304.14	-
● 16	5,3	IQ 2304.16	-
● 18	6,0	IQ 2304.18	-


Länge 30 cm, **sofort gebrauchsfertig**, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Peelverpackung, steril



😊

● 10	3,3	IQ 2303.10	-
○ 12	4,0	IQ 2303.12	-
● 14	4,7	IQ 2303.14	-


Länge 12 cm, **sofort gebrauchsfertig**, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Peelverpackung, steril



😊 ♀

● 10	3,3	IQ 2302.10	-
○ 12	4,0	IQ 2302.12	-
● 14	4,7	IQ 2302.14	-


IQ-Cath 43 Länge 40 cm, **sofort gebrauchsfertig**, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril



♂

● 10	3,3	IQ 4304.10	-
○ 12	4,0	IQ 4304.12	-
● 14	4,7	IQ 4304.14	-
● 16	5,3	IQ 4304.16	-
● 18	6,0	IQ 4304.18	-

Länge 30 cm, **sofort gebrauchsfertig**, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril




😊

● 10	3,3	IQ 4303.10	-
○ 12	4,0	IQ 4303.12	-
● 14	4,7	IQ 4303.14	-

Urin-Auffangbeutel

IQ-Cath 26 Länge 40 cm, gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% integriert, Urin-Auffangbeutel 1 Liter, steril



♂

○ 12	4,0	IQ 2604.12	IQ 2614.12
● 14	4,7	IQ 2604.14	IQ 2614.14
● 16	5,3	IQ 2604.16	IQ 2614.16
● 18	6,0	IQ 2604.18	-

* Die Größe des Katheters bezieht sich auf seinen Außendurchmesser und wird in Charrière (CH) und Millimeter angegeben. Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert.



Gel-Einmalkatheter

♂ Männer 🧒 Jungen ♀ Frauen 🧒 Mädchen

Alle Katheter einzeln steril verpackt. Länge ohne Konnektor. Packung mit jeweils 30 Stück.

Größe* ohne Umverpackung mit Umverpackung

CH mm Best.-Nr./REF Best.-Nr./REF

Kategorie	Modell	Beschreibung	Größe*		ohne Umverpackung	mit Umverpackung	
			CH	mm	Best.-Nr./REF	Best.-Nr./REF	
Funktionsverpackung	IQ-Cath 30	Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Funktionsverpackung, steril	○	12	4,0	IQ 3004.12	-
			●	14	4,7	IQ 3004.14	-
			●	16	5,3	IQ 3004.16	-
	IQ-Cath 31	Länge 40 cm, gebrauchsfertig, Gleitgel integriert, Funktionsverpackung, steril	●	10	3,3	IQ 3104.10	-
			○	12	4,0	IQ 3104.12	IQ 3114.12
			●	14	4,7	IQ 3104.14	IQ 3114.14
			●	16	5,3	IQ 3104.16	IQ 3114.16
	IQ-Cath 32	Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig , vorgegelt, Funktionsverpackung, steril	●	10	3,3	IQ 3204.10	-
			○	12	4,0	IQ 3204.12	-
			●	14	4,7	IQ 3204.14	-
			●	16	5,3	IQ 3204.16	-
			●	18	6,0	IQ 3204.18	-
Urin-Auffangbeutel	IQ-Cath 36	Länge 40 cm, gebrauchsfertig, Gleitgel integriert, Urin-Auffangbeutel 1 Liter, steril	○	12	4,0	IQ 3604.12	IQ 3614.12
			●	14	4,7	IQ 3604.14	IQ 3614.14
			●	16	5,3	IQ 3604.16	-

*Die Größe des Katheters bezieht sich auf seinen Außendurchmesser und wird in Charrière (CH) und Millimeter angegeben. Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert.