

>> **Hydrophile Einmalkatheter**

 Männer
  Jungen
  Frauen
  Mädchen

Größe* ohne Umverpackung mit Umverpackung

Alle Katheter einzeln steril verpackt. Länge ohne Konnektor. Packung mit jeweils 30 Stück.

CH mm Best.-Nr./REF PZN Best.-Nr./REF PZN

FUNKTIONSVERPACKUNG

IQ-Cath 20


Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Funktionsverpackung, steril



10	3,3	IQ 2004.10	06831601	-	-
12	4,0	IQ 2004.12	06873775	IQ 2014.12	06874415
14	4,7	IQ 2004.14	06873812	IQ 2014.14	06875099
16	5,3	IQ 2004.16	06874208	-	-

IQ-Cath 21

Länge 40 cm, gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% integriert, Funktionsverpackung, steril



10	3,3	IQ 2104.10	06831570	IQ 2114.10	06831564
12	4,0	IQ 2104.12	01899014	IQ 2114.12	01054245
14	4,7	IQ 2104.14	01899020	IQ 2114.14	01054251
16	5,3	IQ 2104.16	01899066	IQ 2114.16	01054268
18	6,0	IQ 2104.18	05519043	IQ 2114.18	05519066

PEELVERPACKUNG

IQ-Cath 29

Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril



10	3,3	IQ 2904.10	14137145	-	-
12	4,0	IQ 2904.12	14137151	-	-
14	4,7	IQ 2904.14	14137168	-	-
16	5,3	IQ 2904.16	14137180	-	-
18	6,0	IQ 2904.18	14137197	-	-

IQ-Cath 22


Länge 12 cm, nicht gebrauchsfertig, Peelverpackung, steril



10	3,3	IQ 2902.10	14137079	-	-
12	4,0	IQ 2902.12	14137085	-	-
14	4,7	IQ 2902.14	14137091	-	-

IQ-Cath 23

Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Peelverpackung, steril



10	3,3	IQ 2304.10	14137010	-	-
12	4,0	IQ 2304.12	14137027	-	-
14	4,7	IQ 2304.14	14137033	-	-
16	5,3	IQ 2304.16	14137056	-	-
18	6,0	IQ 2304.18	14137062	-	-

IQ-Cath 30


Länge 30 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Peelverpackung, steril



10	3,3	IQ 2303.10	14136973	-	-
12	4,0	IQ 2303.12	14136996	-	-
14	4,7	IQ 2303.14	14137004	-	-

IQ-Cath 31


Länge 12 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Peelverpackung, steril



10	3,3	IQ 2302.10	14136944	-	-
12	4,0	IQ 2302.12	14136950	-	-
14	4,7	IQ 2302.14	14136967	-	-

IQ-Cath 43


Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril



10	3,3	IQ 4304.10	14137257	-	-
12	4,0	IQ 4304.12	14137263	-	-
14	4,7	IQ 4304.14	14137286	-	-
16	5,3	IQ 4304.16	14137292	-	-
18	6,0	IQ 4304.18	14137300	-	-

IQ-Cath 44

Länge 30 cm, sofort gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% aktiviert, Sleeve (Einführhilfe), Peelverpackung, steril




10	3,3	IQ 4303.10	14137205	-	-
12	4,0	IQ 4303.12	14137234	-	-
14	4,7	IQ 4303.14	14137240	-	-

URIN-AUFFANGBEUTEL

IQ-Cath 26

Länge 40 cm, gebrauchsfertig, sterile Kochsalzlösung 0,9% integriert, Urin-Auffangbeutel 1 Liter, steril



12	4,0	IQ 2604.12	06875366	IQ 2614.12	06875857
14	4,7	IQ 2604.14	06875490	IQ 2614.14	06876058
16	5,3	IQ 2604.16	06875797	IQ 2614.16	06876070
18	6,0	IQ 2604.18	06427745	-	-

*Die Größe des Katheters bezieht sich auf seinen Außendurchmesser und wird in Charrière (CH) und Millimeter angegeben. Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert.



>> Gel Einmalkatheter

Männer
 Jungen
 Frauen
 Mädchen

Größe ohne Umverpackung

mit Umverpackung

Alle Katheter einzeln steril verpackt. Länge ohne Konnektor. Packung mit jeweils 30 Stück.

CH mm Best.-Nr./REF PZN Best.-Nr./REF PZN

FUNKTIONSVERPACKUNG

URIN-AUFFANGBEUTEL

Länge 40 cm, nicht gebrauchsfertig, Funktionsverpackung, steril

IQ-Cath 30



	12	4,0	IQ 3004.12	06876242	-
	14	4,7	IQ 3004.14	06876288	-
	16	5,3	IQ 3004.16	06876294	-

Länge 40 cm, gebrauchsfertig, Gleitgel integriert, Funktionsverpackung, steril

IQ-Cath 31



	12	4,0	IQ 3104.12	01899089	IQ 3114.12	01899149
	14	4,7	IQ 3104.14	01899126	IQ 3114.14	01899161
	16	5,3	IQ 3104.16	01899132	IQ 3114.16	01900384

Länge 40 cm, sofort gebrauchsfertig, vorgegelt, Funktionsverpackung, steril


IQ-Cath 32



	10	3,3	IQ 3204.10	09943654	-
	12	4,0	IQ 3204.12	09943660	-
	14	4,7	IQ 3204.14	09943677	-
	16	5,3	IQ 3204.16	09943708	-
	18	6,0	IQ 3204.18	09943720	-

Länge 40 cm, gebrauchsfertig, Gleitgel integriert, Urin-Auffangbeutel 1 Liter, steril

IQ-Cath 36



	12	4,0	IQ 3604.12	06877810	IQ 3614.12	06878264
	14	4,7	IQ 3604.14	06877879	IQ 3614.14	06878330
	16	5,3	IQ 3604.16	06877885	-	-

*Die Größe des Katheters bezieht sich auf seinen Außendurchmesser und wird in Charrière (CH) und Millimeter angegeben. Der Konnektor ist farblich nach der Größe codiert.



ANWENDERFILME FÜR DEN IQ-CATH



FRAGEN? WIR HELFEN WEITER ...



06226 960100

Festnetz oder per WhatsApp



info@manfred-sauer.de



>> MADE IN GERMANY – Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Lobbach



MANFRED SAUER

Neurott 7 – 15 · 74931 Lobbach · Germany
 Tel. +49 6226 960100 · Fax +49 6226 960010
 info@manfred-sauer.de · www.manfred-sauer.com



DE 2022-05
REF 99.935